



### Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side

**26x26x5x5 cm**  
HMI nr.: 40908  
Varenr.: PD1010

**36x36x5x5 cm**  
HMI nr.: 40910  
Varenr.: PD1414

**31x31x5x5 cm**  
HMI nr.: 40909  
Varenr.: PD1212



## Stimulite® Corbee pude

Flad siddepude med støttende sider til den lette bruger

Flad siddepude med støttende sider til den lette bruger. Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1, 2, 3 og 4 og anbefales til børn og voksne under 75 kg.

### Materiale

Den trykaflastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed.

### Perfekt siddestilling

Puden yder brugeren tryghed i siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer samtidig at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

### Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 80 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Brugervægt</b> | Max 75 kg |
| <b>Vægt</b>       | 1,6 kg    |