

Regina & Regia Partner

Øget komfort og sikkerhed med praktisk plejeseng

Regia er en elegant og komfortabel plejeseng, der også fås som dobbeltseng. Sengen har mange fleksible funktioner og kan let udstyres med en eller to sengeheste efter behov.



Ekstra længde

Sengene kan forlænges med ca. 20 cm for at tilgodese høje borgere.



Delbar dobbeltseng

Sengen fås som dobbeltseng, der kan deles i to. Det letter arbejdet for plejepersonalet og gør det lettere at rengøre rummet.

Tilt-funktion

Sengerammen bevæger sig synkront, når sengen tiltes eller højden justeres. Det er altid muligt at justere hver enkelt madrassbase individuelt, så de kan indstilles til en behagelig siddeposition.

Stor justeringshøjde

Sengen kan justeres i højden fra 26-80 cm. Det giver borgeren ekstra sikkerhed, forebygger fald og sikrer en god ergonomisk arbejds højde for plejepersonalet.

Intuitiv betjening

Fjernbetjeningen er let at bruge. Den kan nemt fastgøres til sengehesten med et beslag. Det gør det nemmere for borgeren og plejepersonalet at finde enheden, når sengens indstillinger skal justeres.

Easy Switch-system

Med Easy Switch-systemet kan sengen let udstyres med en eller to sengeheste samt tilpasses med et nyt look med træ, stof eller imiteret læder.

Plejeseng til par

Funktionel seng med optimal højde

Regina & Regia Partner kan med sit højdejusteringsområde fra 26 til 80 cm kan sengen altid bringes til en ergonomisk position.

Anti-Trendelenburg position: 15°

Ryglænets vinkel: 70°

Knæ-knæk vinkel: 40°

Ydre mål: 101 x 210 cm

Madrasmål: 90 x 200 cm pr. seng

Opdeling af madrassbase: 72 - 14 - 35 - 45 cm

Max. lasteevne: 2 x 225 kg

Produktvægt: 135 kg

Højdejustering: 26-80 cm

Højde på sengehest: 41 cm

Frihøjde på chassiset: 14,5 cm

Regina & Regia Partner

Udstyr og tekniske data

Udstyr og valgmuligheder	
Udvendige sengemål	101 x 210 cm
Dekontaminering, beskyttelsesgrad	
Madrasbasen	90 x 200 cm
Sengeforlænger	
Ca. 20 cm (kun på begge sider)	O
Hjul	
Ø50 mm hjul m. centrallås	X
Hoved- og fodgærde	
Nobla headboard og Nobla reha fodgærde	X
Træsorter	Natural Beech Havana Cherry
Sengeheste	
2 elementer á 100/90 cm	O
2 elementer á 110/110 cm	O
2 elementer á 90/90 cm	O
Ingen sengehest, 4 sidepaneler	O
Polstrede sidepaneler	O

Ekstraudstyr	
Sengegalge m. trekantet håndtag	O
CPR-udløser	O
Foam leather cover	O (kun TSG)
Komfort madrasbase	O

X = Standard
O = Tilkøb